

# La réfection du lit occupé

## ÉTAPE PAR ÉTAPE



**1** Tourner le patient en position latérale, du côté opposé au soignant.



**2** Rouler le drap de dessous et l'alsè le long du dos du patient.



**3**



**4**



**5**



**6**



**7**


À l'aide d'une chiffonnette imbibée d'un produit nettoyant-désinfectant, nettoyer le matelas, la barrière et tour de lit (changer la lingette de face pour chaque nouvelle surface).



8



9



10

Mettre le drap propre dans le sens de la longueur, border, rouler la partie du drap restant vers le dos du malade. Positionner l'alèse de la même manière, relever la barrière du côté du soignant, puis faire le tour du lit.



11



12

Retourner le patient du côté opposé et ôter le linge souillé et le mettre dans le sac à linge sale.



13



14



15



16



17

Tirer bien les draps pour éviter les plis. Ôter et jeter les gants. Installer le malade confortablement dans son lit.